

**Electrodo de combinación de pH InLab[®] Solids**

Mettler-Toledo Online

Electrodo de combinación de pH InLab[®] Solids

Con membrana de punta de lanza. Con eje de cristal, sistema de referencia Argenthal[™] y cabezal enchufable S7.

Pedir el cable por separado.

Especificaciones

Rango de temperatura: 0 ... 80 °C

Rango de pH: 0 ... 11 pH

Sensor de temperatura: no

Longitud / diám.: 25 mm / 6 mm

Electrolito: Electrolito de polímero XEROLYT[®] PLUS, no rellenable

Diafragma: conexión abierta

Resistencia de la membrana a 25°C: 250 M Ω



Code	Description	Packaging
LLG06270667	pH electrode InLab® Surface body length:	1 pz
LLG09041553	pH electrode InLab® Solidsbody length:	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

