

**Tubos de ensayo, DURAN<sup>®</sup>, paredes gruesas****DURAN Group****Tubos de ensayo, DURAN<sup>®</sup>, paredes gruesas**

Disponible con o sin reborde. Los tubos de ensayo DURAN<sup>®</sup> tienen una pared más gruesa y una considerable fuerza mecánica, así como una excelente resistencia a los cambios de temperatura. Vidrio tipo I / vidrio neutro según USP, EP y JP. Autoclavables.



Code	Description	Packaging
LLG09190103	Test tubes, glass with rim Duranpac/100	100 pz
LLG09190106	Test tubes DURAN 10x100 mmpack of 1/100	100 pz
LLG09190108	Test tubes 12x75mm DURANpack of 100/100	100 pz
LLG09190111	Test tubes,DURAN,with rim,12 x 100 /100	100 pz
LLG09190112	Test tubes DURAN 13x100mm,beaded ri/100	100 pz
LLG09190113	Test tubes,DURAN,with rim,14 x 130 /100	100 pz
LLG09190116	Test tubes,DURAN,with rim,16 x 130 /100	100 pz
LLG09190121	Test tubes,DURAN,with rim,16 x 160 /100	100 pz
LLG09190123	Test tubes,DURAN,with rim,18 x 180 /100	100 pz
LLG09190126	Test tubes,DURAN,with rim,20 x 150 /100	100 pz
LLG09190128	Test tubes,DURAN,with rim,20 x 180 /100	100 pz
LLG09190133	Test tubes DURAN 25x150mmpack of 50,/50	50 pz
LLG09190136	Test tubes,DURAN,with rim,25 x 200 m/50	50 pz
LLG09190138	Test tubes,DURAN,with rim,30 x 200 m/50	50 pz
LLG09190151	Test tubes,DURAN,w/o. rim,8 x 70 mm/100	100 pz
LLG09190153	Test tubes 10x75mm, DURAN-glasspack/100	100 pz
LLG09190156	Test tubes DURAN 10x100mmpack of 10/100	100 pz
LLG09190158	Test tubes,DURAN,w/o. rim,12 x 75 m/100	100 pz
LLG09190161	Test tubes,DURAN,w/o. rim,12 x 100 /100	100 pz
LLG09190162	Test tubes DURAN 13x100mmstreight r/100	100 pz



Code	Description	Packaging
LLG09190163	Test tubes DURAN 14x130mmpack of 10/100	100 pz
LLG09190176	Test tubes,DURAN,w/o. rim,20 x 150 /100	100 pz
LLG09190178	Test tubes DURAN 180x20mm without r/100	100 pz
LLG09190183	Test tubes DURAN 25x150mmpack of 50,/50	50 pz
LLG09190186	Test tubes,DURAN,w/o. rim,25 x200 mm/50	50 pz
LLG09190188	Test tubes,DURAN,w/o. rim,300 x 200 /50	50 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

