

**Tubos de ensayo, DURAN<sup>®</sup>, paredes gruesas****DURAN Group****Tubos de ensayo, DURAN<sup>®</sup>, paredes gruesas**

Disponibles con o sin reborde. Los tubos de ensayo DURAN<sup>®</sup> tienen una pared más gruesa y una considerable fuerza mecánica, así como una excelente resistencia a los cambios de temperatura. Vidrio tipo I / vidrio neutro según USP, EP y JP. Autoclavables.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09190103 | Test tubes, glass with rim Duranpac/100 | 100 pz    |
| LLG09190106 | Test tubes DURAN 10x100 mmpack of 1/100 | 100 pz    |
| LLG09190108 | Test tubes 12x75mm DURANpack of 100/100 | 100 pz    |
| LLG09190111 | Test tubes,DURAN,with rim,12 x 100 /100 | 100 pz    |
| LLG09190112 | Test tubes DURAN 13x100mm,beaded ri/100 | 100 pz    |
| LLG09190113 | Test tubes,DURAN,with rim,14 x 130 /100 | 100 pz    |
| LLG09190116 | Test tubes,DURAN,with rim,16 x 130 /100 | 100 pz    |
| LLG09190121 | Test tubes,DURAN,with rim,16 x 160 /100 | 100 pz    |
| LLG09190123 | Test tubes,DURAN,with rim,18 x 180 /100 | 100 pz    |
| LLG09190126 | Test tubes,DURAN,with rim,20 x 150 /100 | 100 pz    |
| LLG09190128 | Test tubes,DURAN,with rim,20 x 180 /100 | 100 pz    |
| LLG09190133 | Test tubes DURAN 25x150mmpack of 50,/50 | 50 pz     |
| LLG09190136 | Test tubes,DURAN,with rim,25 x 200 m/50 | 50 pz     |
| LLG09190138 | Test tubes,DURAN,with rim,30 x 200 m/50 | 50 pz     |
| LLG09190151 | Test tubes,DURAN,w/o. rim,8 x 70 mm/100 | 100 pz    |
| LLG09190153 | Test tubes 10x75mm, DURAN-glasspack/100 | 100 pz    |
| LLG09190156 | Test tubes DURAN 10x100mmpack of 10/100 | 100 pz    |
| LLG09190158 | Test tubes,DURAN,w/o. rim,12 x 75 m/100 | 100 pz    |
| LLG09190161 | Test tubes,DURAN,w/o. rim,12 x 100 /100 | 100 pz    |
| LLG09190162 | Test tubes DURAN 13x100mmstreight r/100 | 100 pz    |



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09190163 | Test tubes DURAN 14x130mmpack of 10/100 | 100 pz    |
| LLG09190176 | Test tubes,DURAN,w/o. rim,20 x 150 /100 | 100 pz    |
| LLG09190178 | Test tubes DURAN 180x20mm without r/100 | 100 pz    |
| LLG09190183 | Test tubes DURAN 25x150mmpack of 50,/50 | 50 pz     |
| LLG09190186 | Test tubes,DURAN,w/o. rim,25 x200 mm/50 | 50 pz     |
| LLG09190188 | Test tubes,DURAN,w/o. rim,300 x 200 /50 | 50 pz     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

