

**Termómetro digital de máxima-mínima Exact-Temp****Ludwig Schneider****Termómetro digital de máxima-mínima Exact-Temp**

La botella de plástico irrompible se llena de un medio especial para garantizar mediciones exactas incluso con las puertas abiertas.

- Termómetros trazables según normas internacionales (con certificado de conformidad y precisión)
- Precisión:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , resolución  $0,1^{\circ}\text{C}$
- Unidades de temperatura:  $^{\circ}\text{C}$  o  $^{\circ}\text{F}$
- 3 modos de visualización: máxima, mínima y temperatura ambiente
- Función de alarma
- Cable de 3 m de largo (diámetro: 1mm)
- Batería alcalina (AAA) incluida
- Botellas de plástico PETG protegidas contra la rotura (con una mezcla de 30 ml de etilenglicol)
- Botellas con imanes para facilitar el montaje en la pared o en la puerta
- Números de serie individuales
- Los instrumentos están disponibles con certificado de trabajo a petición.



Code	Description	Packaging
LLG09236710	Digital Exact-Temp-Thermometer-50...+70	1 pz.
LLG09236711	Digital Exact-Temp-thermometer-50...+70	1 pz.
LLG09236712	Digital Exact-Temp-Thermometer-50...+70	1 pz.
LLG09236713	Digital Exact-Temp-Thermometer-50...+70	1 pz.
LLG09236714	Digital Exact-Temp-Thermometer-50...+70	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

