

**Caja aislante con tapa**

Storopack Deutschland

Caja aislante con tapa

Las cajas de aislamiento son adecuadas para el transporte y almacenamiento de productos sensibles a la temperatura.

- Para mantener las cadenas de frío
- Apilables

El Neopor® se caracteriza por sus altas propiedades de aislamiento térmico en frío y en caliente, su resistencia a la compresión, sus propiedades de absorción de impactos, su bajo peso y su insensibilidad a la humedad. Además, tiene absorbentes y reflectores de infrarrojos que reducen la conductividad térmica y dan a la caja su color gris plateado.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG07656680 | Isolating box with lid 12,5 Ltr.Neopor, | 1 pz |
| LLG07656681 | Isolating baffle ring 6,2 ltr.O.D.: 350 | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

