



Caja aislante con tapa

Storopack Deutschland

Caja aislante con tapa

Las cajas de aislamiento son adecuadas para el transporte y almacenamiento de productos sensibles a la temperatura.

- Para mantener las cadenas de frío
- Apilables

El Neopor® se caracteriza por sus altas propiedades de aislamiento térmico en frío y en caliente, su resistencia a la compresión, sus propiedades de absorción de impactos, su bajo peso y su insensibilidad a la humedad. Además, tiene absorbentes y reflectores de infrarrojos que reducen la conductividad térmica y dan a la caja su color gris plateado.



Code	Description	Packaging
LLG07656680	Isolating box with lid 12,5 Ltr.Neopor,	1 pz
LLG07656681	Isolating baffle ring 6,2 ltr.O.D.: 350	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

