

**Controladores termostáticos Optima T100 / TC120****Grant****Controladores termostáticos Optima™ T100 / TC120**

Combínelo con un tanque de plástico o acero inoxidable o con una pinza en T accesoria para uso independiente.

Los dos termostatos de calefacción de uso general ofrecen una excelente estabilidad y uniformidad de temperatura con un rango de enfriamiento/calentamiento de 0 °C a 100 °C\* (T100) y -15 °C a 120 °C\* (TC120).

**\*Para usar a temperatura ambiente o por debajo de ella se necesitan refrigeradores de flujo adicionales C1G (9.920 765) o C2G (9.920 766).**

**Características:**

**T100:** Alarma visual, recalibración de 2 puntos, corte de sobret temperatura fija

**TC120:** Alarma visual y auditiva, temporizador, recalibración de 2 puntos, corte de sobret temperatura ajustable, bomba para circulación externa

**Pinza T:** Para fijar los termostatos a cualquier tanque de lado vertical con un espesor máximo de pared de 35 mm para tanques rectangulares, 30 mm para tanques circulares (300 mm de diámetro), y una capacidad de hasta 50 l.

Modelos con pinzas disponibles a petición.

**Especificaciones**

Rango de temperatura con el tanque de acero inoxidable

T100:

TC120: 0°C a +100°C\*

-15°C a +120°C\*

Estabilidad / Uniformidad (DIN 12876) a 70°C: ±0,05°C / ±0,1°C

Resolución de ajuste: 0,1°C

Pantalla: LED 4 dígitos

Número de temperaturas pre-ajustadas: 3

Puntos de recalibración: 2

Potencia de calefacción (230V): 1,3 kW

Fuente de alimentación (230V/50-60 Hz): 1,4 kW

**Solo TC120:**



**Temporizador: 1 a 6000 min**  
**Presión máxima de bombeo: 210 mbar**  
**Caudal máx.: 16 l/min**

Code	Description	Packaging
LLG09699630	Thermostate T 100digital, 0...+100°C,w/	1 pz.
LLG09699631	Thermostate TC 120digital, -20...+120°C	1 pz.
LLG09699634	Clampfor independent use of thermostate	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

