

**Recipientes para baños serie Optima, acero fino****Grant****Recipientes para baños serie Optima™, acero fino**

Baños de agua (-15 °C a 200 °C) sólidos de acero fino (ST). ST12, ST18, ST26, ST38 con sifón. Con patas ajustables que facilitan el empleo de soportes.

Esferas de polipropileno o una tapa se deben usar a temperaturas entre 60 °C y 100 °C. Por encima de 100 °C solamente se debe usar una tapa. Solamente se puede utilizar con tapa para temperaturas superiores a 100 °C.

**Pedir la tapa y las esferas de PP por separado.**



Code	Description	Packaging
LLG09905718	Bath from stainless steel ST55 ltr.	1 pz.
LLG09905719	Bath from stainless steel ST1212 ltr.	1 pz.
LLG09905720	Bath from stainless steel ST1818 ltr.	1 pz.
LLG09905721	Bath from stainless steel ST2626 ltr.	1 pz.
LLG09905722	Bath from stainless steel ST3838 ltr.	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

