

**Agitador térmico PCMT para microtubos y placas PCR****Grant****Agitador térmico PCMT para microtubos y placas PCR**

Termoagitador de velocidad y temperatura variables, con una selección de bloques para microtubos y microplacas. El PCMT puede enfriar hasta 15°C por debajo de la temperatura ambiente.

- Tiempos de calentamiento y enfriamiento rápidos
- Rango de ajuste de la temperatura de +4°C a +100°C
- Rango de control de temperatura 15°C por debajo de la temperatura ambiente hasta +100°C
- Velocidad de agitación: 250 a 1400 rpm
- Uniformidad de temperatura a 37°C: $\pm 0.1^\circ\text{C}$
- Elección de 5 bloques intercambiables
- Órbita de 2 mm

El bloque es necesario y no está incluido en la entrega. Pedir por separado.

Aplicaciones:

- Análisis genéticos, extracción de ADN, ARN y preparación de otras muestras
- Estudios bioquímicos de reacciones y procesos enzimáticos
- Extracción de metabolitos de material celular



Code	Description	Packaging
LLG09721050	Microtube-/Microplate thermo shaker PCM	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

