

**Micropipeta multicanal Eppendorf Xplorer® plus, volumen variable****Eppendorf SE****Micropipeta multicanal Eppendorf Xplorer® plus, volumen variable**

Las pipetas electrónicas Eppendorf Xplorer plus han sido especialmente diseñadas para un alto nivel profesional y para proporcionarle un apoyo óptimo en su trabajo, con un nuevo concepto de manejo intuitivo y un diseño basado en el probado concepto Eppendorf PhysioCare®.

- Autodispensación
- Pipeteo manual, multiaspiración, dilución, pipeteo secuencial, dispensación secuencial, pipeteo inverso
- Programación de múltiples modos en una secuencia
- Ajuste de volúmenes fijos
- Protección con contraseña
- Función de historial
- Advertencia de intervalo de servicio



Code	Description	Packaging
LLG09283187	Xplorer® plus 8-channel pipette0,5 - 10	1 pz.
LLG09283188	Xplorer® plus 12-channel pipette0,5 - 1	1 pz.
LLG09283189	Xplorer® plus 8-channel pipette5 - 100	1 pz.
LLG09283190	Xplorer® plus 12-channel pipette5 - 100	1 pz.
LLG09283191	Xplorer® plus 8-channel pipette15 - 300	1 pz.
LLG09283192	Xplorer® plus 12-channel pipette15 - 30	1 pz.
LLG09283193	Xplorer® plus 8-channel pipette50 - 120	1 pz.
LLG09283194	Xplorer® plus 12-channel pipette50 - 12	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

