



**Botellas de pesaje LLG con tapón NS, vidrio de borosilicato 3.3**

**LLG Labware**

**Botellas de pesaje LLG con tapón NS, vidrio de borosilicato 3.3**

Con campo de escritura.

Disponibles en forma alta o baja



Code	Description	Packaging
LLG09300150	LLG-Weighing bottle Ø 40x25mm, NS 34,5/	1 pz
LLG09300151	LLG-Weighing bottle Ø 25x25mm, NS 19/12	1 pz
LLG09300152	LLG-Weighing bottle Ø 35x30mm, NS 29/12	1 pz
LLG09300153	LLG-Weighing bottle Ø 50x30mm, NS 45/12	1 pz
LLG09300154	LLG-Weighing bottle Ø 60x30mm, NS 50/12	1 pz
LLG09300160	LLG-Weighing bottle Ø 25x40mm, NS 19/12	1 pz
LLG09300161	LLG-Weighing bottle Ø 30x50mm, NS 24/12	1 pz
LLG09300162	LLG-Weighing bottle Ø 35x70mm, NS 29/12	1 pz
LLG09300163	LLG-Weighing bottle Ø 40x80mm, NS 34,5/	1 pz
LLG09300164	LLG-Weighing bottle Ø 50x80mm, NS 45/12	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

