

**Septums para CG**

La-Pha-Pack GmbH

Septums para CG

Septums de alto rendimiento, adecuados para temperaturas del inyector de hasta 320 °C.

- Buenas propiedades de penetración y sellado (baja fragmentación)
- Larga vida
- Sangrado ultra bajo
- Listos para usar, no es necesario ningún otro pretratamiento
- No se adhiere a superficies calientes y es fácilmente intercambiable
- Dimensiones estándar para todos los cromatógrafos de gases comunes
- Para otros modelos de cromatografía de gases bajo pedido





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

