

**Termocicladores 3PRIMEBASE / 3PRIMEX / 3PRIMEG**

Termocicladores de tamaño medio - encontraràn espacio en cualquier banco de laboratorio

- Ciclador aprobado con un nuevo diseño
- Con y sin función de gradiente
- Mejora del gradiente de 3PRIMEX a 3PRIMEG
- Pantalla táctil a color de 3,5" con visualización gráfica
- Tapa regulable en altura y calentable, temperatura de 100°C a 115°C, con interruptor ON/OFF y apagado automático contra el sobrecalentamiento
- Protegido con contraseña
- Auto-Reinicio
- Puerto USB
- 4 años de garantía para el termociclador Prime

Especificaciones

Temperatura del bloque: +4 a +100°C

Gradiente de temperatura (solamente 3PRIMEG o bien 3PRIMEX con graduación) +30°C a +80°C

Gradiente máximo: +14°C

Uniformidad del bloque a 55°C: ± 0,3°C

Velocidad de calentamiento máxima: 3,0 °C/s

Dimensiones (An x L x Alt): 210 x 350 x 180 mm





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

