

**Ciclador térmico PRIME/PRIMEG**

biostep

**Ciclador térmico PRIME/PRIMEG**

Cicladores térmicos personales - perfectos para el uso rutinario de laboratorio

- ciclador aprobado con nuevo diseño
- con y sin función gradiente
- Gradiente superior de PRIME a PRIMEG
- ahora disponible con bloque de combinación para 33 tubos PCR de 0,2 ml y 33 tubos de 0,5 ml
- pantalla de color de 5,7" con visualización gráfica
- tapa ajustable en altura y calentable, temperatura de 100 a 115 °C, con interruptor ON/OFF y desconexión automática por sobrecalentamiento
- protegido con contraseña
- Reinicio automático
- Puerto USB
- 4 años de garantía para el ciclador Prime Thermal

**Especificaciones:**

**Temperatura del bloque +4 a +100°C**

**Gradiente de temperatura (PRIME solo con superior): +30 a +80°C**

**Gradiente máximo: +29°C**

**Uniformidad del bloque a 55°C: ±0,3°C**

**Velocidad calentamiento máxima 3,4°C/s**

**Dimensiones (AnxAlt x L): 240mm x 420mm x 240mm**



Code	Description	Packaging
LLG09595510	PRIME gradient Upgrade	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

