

**Transiluminadores de rayos UV, Enduro****Labnet****Transiluminadores de rayos UV, Enduro™**

Los transiluminadores de rayos UV Enduro™ se han concebido para el uso intenso con una buena resistencia y mejores resultados. La utilización de cristal negro para rayos UV proporciona una base única para el tratamiento de geles y minimiza el contenido en tiras en comparación con otros transiluminadores. No existe pérdida de intensidad de los rayos UV en comparación con las protecciones convencionales para rayos UV.

- Diseño compacto con superficie visible de 210x260 mm
- Se comercializa como aparato de ondas individual o dual
- Placa de visión siempre abierta en cualquier posición, lo que facilita el trabajo
- Protección integrada para rayos UV
- El cristal negro para rayos UV minimiza los efectos de las tiras

**Tubos de recambio disponibles si se solicitan.**





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

