

**Cámara de electroforesis en gel Enduro 96**

Labnet

**Cámara de electroforesis en gel Enduro™ 96**

El Enduro™ 96 es un complemento ideal a la línea Labnet de Biología Molecular. El formato de 96 pocillos de la unidad de electroforesis horizontal es compatible con las pipetas multicanal de 8 canales y con la configuración estándar de placa de 96 pocillos. El tiempo medio de recorrido para este gel de 100 x 120 mm es de 15 a 30 minutos. EL diseño de los pocillos permite una longitud de recorrido de 18 mm por muestra lo que aporta una separación ideal.

**Especificaciones**

**Dimensiones del gel: 100x120 mm**

**Dimensiones de la unidad: 220 mm x 125 mm x 90 mm**

**Capacidad máxima de muestras: 96 muestras más 1 ó 2 líneas de marcador**

**Peines disponibles: 8 + 1 marcador o bien 8 + 2 marcadores**

**Grosor: 1 mm, 1,5 mm**



Code	Description	Packaging
LLG09595350	Horizontal Gel Box Enduro 96with comb b	1 pz.
LLG09595351	Horizontal Gel Box Enduro 96with comb b	1 pz.
LLG09595352	Horizontal Gel Box Enduro 96with comb b	1 pz.
LLG09595353	Horizontal Gel Box Enduro 96with comb b	1 pz.
LLG09595354	Enduro 96 comb block1 marker, 1mm thick	1 pz.
LLG09595355	Enduro 96 Comb block1 marker, 1,5mm thi	1 pz.
LLG09595356	Enduro 96 Comb block2 marker, 1mm thick	1 pz.
LLG09595357	Enduro 96 Comb block2 marker, 1,5mm thi	1 pz.
LLG09595358	Enduro 96 comb block, 8 samples1 marker	1 pz.
LLG09595359	Enduro 96 Comb block, 8 samples1 marker	1 pz.
LLG09595360	Enduro 96 comb block, 8 samples2 marker	1 pz.
LLG09595361	Enduro 96 comb block, 8 samples2 marker	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

