

**Cámara de electroforesis en gel Enduro 96****Labnet****Cámara de electroforesis en gel Enduro™ 96**

El Enduro™ 96 es un complemento ideal a la línea Labnet de Biología Molecular. El formato de 96 pocillos de la unidad de electroforesis horizontal es compatible con las pipetas multicanal de 8 canales y con la configuración estándar de placa de 96 pocillos. El tiempo medio de recorrido para este gel de 100 x 120 mm es de 15 a 30 minutos. EL diseño de los pocillos permite una longitud de recorrido de 18 mm por muestra lo que aporta una separación ideal.

Especificaciones

Dimensiones del gel: 100x120 mm

Dimensiones de la unidad: 220 mm x 125 mm x 90 mm

Capacidad máxima de muestras: 96 muestras más 1 ó 2 líneas de marcador

Peines disponibles: 8 + 1 marcador o bien 8 + 2 marcadores

Grosor: 1 mm, 1,5 mm



Code	Description	Packaging
LLG09595350	Horizontal Gel Box Enduro 96with comb b	1 pz.
LLG09595351	Horizontal Gel Box Enduro 96with comb b	1 pz.
LLG09595352	Horizontal Gel Box Enduro 96with comb b	1 pz.
LLG09595353	Horizontal Gel Box Enduro 96with comb b	1 pz.
LLG09595354	Enduro 96 comb block1 marker, 1mm thick	1 pz.
LLG09595355	Enduro 96 Comb block1 marker, 1,5mm thi	1 pz.
LLG09595356	Enduro 96 Comb block2 marker, 1mm thick	1 pz.
LLG09595357	Enduro 96 Comb block2 marker, 1,5mm thi	1 pz.
LLG09595358	Enduro 96 comb block, 8 samples1 marker	1 pz.
LLG09595359	Enduro 96 Comb block, 8 samples1 marker	1 pz.
LLG09595360	Enduro 96 comb block, 8 samples2 marker	1 pz.
LLG09595361	Enduro 96 comb block, 8 samples2 marker	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

