

**Cámara de electroforesis en gel Enduro 96****Labnet****Cámara de electroforesis en gel Enduro™ 96**

El Enduro™ 96 es un complemento ideal a la línea Labnet de Biología Molecular. El formato de 96 pocillos de la unidad de electroforesis horizontal es compatible con las pipetas multicanal de 8 canales y con la configuración estándar de placa de 96 pocillos. El tiempo medio de recorrido para este gel de 100 x 120 mm es de 15 a 30 minutos. EL diseño de los pocillos permite una longitud de recorrido de 18 mm por muestra lo que aporta una separación ideal.

**Especificaciones**

**Dimensiones del gel:** 100x120 mm

**Dimensiones de la unidad:** 220 mm x 125 mm x 90 mm

**Capacidad máxima de muestras:** 96 muestras más 1 ó 2 líneas de marcador

**Peines disponibles:** 8 + 1 marcador o bien 8 + 2 marcadores

**Grosor:** 1 mm, 1,5 mm



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09595350 | Horizontal Gel Box Enduro 96with comb b | 1 pz.     |
| LLG09595351 | Horizontal Gel Box Enduro 96with comb b | 1 pz.     |
| LLG09595352 | Horizontal Gel Box Enduro 96with comb b | 1 pz.     |
| LLG09595353 | Horizontal Gel Box Enduro 96with comb b | 1 pz.     |
| LLG09595354 | Enduro 96 comb block1 marker, 1mm thick | 1 pz.     |
| LLG09595355 | Enduro 96 Comb block1 marker, 1,5mm thi | 1 pz.     |
| LLG09595356 | Enduro 96 Comb block2 marker, 1mm thick | 1 pz.     |
| LLG09595357 | Enduro 96 Comb block2 marker, 1,5mm thi | 1 pz.     |
| LLG09595358 | Enduro 96 comb block, 8 samples1 marker | 1 pz.     |
| LLG09595359 | Enduro 96 Comb block, 8 samples1 marker | 1 pz.     |
| LLG09595360 | Enduro 96 comb block, 8 samples2 marker | 1 pz.     |
| LLG09595361 | Enduro 96 comb block, 8 samples2 marker | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

