



## Incubadoras microbiológicas de protocolo general Heratherm

Thermo Scientific

### Incubadoras microbiológicas de protocolo general Heratherm

Las incubadoras microbiológicas Thermo Scientific Heratherm™ se encuentran disponibles en cuatro modelos distintos, que disponen de tres tecnologías diferentes para el flujo del aire, entre una selección de seis tamaños.

#### Heratherm Incubadora Compacta

La más compacta de la familia de incubadoras microbiológicas Heratherm con una capacidad de 18L, ideal para una zona de trabajo personalizada.

#### Heratherm Incubadoras de Protocolo General

Diseñadas para aplicaciones rutinarias en laboratorios farmacéuticos, médicos, de alimentación e investigación.

#### Heratherm Incubadoras de Protocolo Avanzado

Funcionamiento excepcional para aplicaciones exigentes.

#### Heratherm Incubadoras de Seguridad de Protocolo Avanzado

Incorpora unas propiedades adicionales para la protección definitiva de las muestras

#### Seguro

-Vista segura de las muestras a través de la puerta de vidrio interna, sin impacto en la temperatura

-Condiciones seguras con una uniformidad de temperatura superior

-Contención segura con alarma automática para las desviaciones de temperatura

#### Fácil

-Fácil ajuste de la temperatura con una interfaz de usuario intuitiva

-Sistema de estantería fácil de retirar

-Interior fácil de limpiar con esquinas redondeadas

-Pantalla grande de fácil lectura

#### Eficiente

-Pequeña huella eficiente para optimizar el espacio de la mesa de trabajo

-Convenientemente apilable sin necesidad de herramientas o kits de apilamiento

-Utilización eficiente del interior con un sistema de estanterías flexibles

Las incubadoras de protocolo general de Heratherm Thermo Scientific han sido diseñadas para sus aplicaciones rutinarias en laboratorios farmacéuticos, médicos, alimentarios y de investigación.

-La convección natural proporciona un flujo de aire suave y un mínimo de secado

-Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión (AISI 430)

-Interfaz de usuario intuitiva para un fácil ajuste de la temperatura

-Gran pantalla fluorescente al vacío para una fácil lectura

-Vista segura de las muestras a través de la puerta de vidrio interna, sin impacto en la temperatura

-Alarma automática de sobretemperatura

-Sistema de estanterías "One Click" fácil de quitar

-Interior fácil de limpiar con esquinas redondeadas

-Pequeña huella eficiente para optimizar el espacio de la mesa de trabajo

-Utilización eficiente del interior con un sistema de estanterías flexibles

-Los modelos de mesa se pueden apilar convenientemente sin necesidad de



herramientas o kits de apilamiento

-Ruedas bloqueables para facilitar la movilidad y la estabilidad (sólo modelos de piso)

**Especificaciones**

**Rango de temperatura: Ambiente +5°C hasta 75°C**

**Fuente de alimentación: 230V/50/60 Hz**

Code	Description	Packaging
LLG09534150	Heratherm Incubator IGS400 400 ltr. gra	1 pz





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

