

**Puntas de pipeta Eppendorf Combitips advanced<sup>®</sup>****Eppendorf****Puntas de pipeta Eppendorf Combitips advanced<sup>®</sup>**

Para líquidos viscosos de hasta 200 mPa\*s y alta presión de vapor, por ejemplo etanol y acetona.

- Codificadas por color con un anillo de color
- Escala de volumen continuo
- Reconocimiento automático de puntas en Multipette<sup>®</sup> 4780, Multipette<sup>®</sup> plus, Multipette<sup>®</sup> stream y Xstream



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09283135 | Combitips® advanced 0,1 mlcolour co/100 | 100 pz.   |
| LLG09283136 | Combitips® advanced 0,2 mlcolour co/100 | 100 pz.   |
| LLG09283137 | Combitips® advanced 0,5 mlcolour co/100 | 100 pz.   |
| LLG09283138 | Combitips® advanced 1,0 mlcolour co/100 | 100 pz.   |
| LLG09283139 | Combitips® advanced 2,5 mlcolour co/100 | 100 pz.   |
| LLG09283140 | Combitips® advanced 5,0 mlcolour co/100 | 100 pz.   |
| LLG09283141 | Combitips® advanced 10,0 mlcolour c/100 | 100 pz.   |
| LLG09283142 | Combitips® advanced 25,0 mlcolour c/100 | 100 pz.   |
| LLG09283143 | Combitips® advanced 50,0 mlcolour c/100 | 100 pz.   |
| LLG09283144 | Combitips® advanced 0,1 mlPCR clean/100 | 100 pz.   |
| LLG09283145 | Combitips® advanced 0,2 mlPCR clean/100 | 100 pz.   |
| LLG09283146 | Combitips® advanced 0,5 mlPCR clean/100 | 100 pz.   |
| LLG09283147 | Combitips® advanced 1,0 mlPCR clean/100 | 100 pz.   |
| LLG09283148 | Combitips® advanced 2,5 mlPCR clean/100 | 100 pz.   |
| LLG09283149 | Combitips® advanced 5,0 mlPCR clean/100 | 100 pz.   |
| LLG09283150 | Combitips® advanced 10,0 mlPCR clea/100 | 100 pz.   |
| LLG09283151 | Combitips® advanced 25,0 mlPCR clea/100 | 100 pz.   |
| LLG09283152 | Combitips® advanced 50,0 mlPCR clea/100 | 100 pz.   |
| LLG09283153 | Combitips® advanced 0,1 mlbiopur, c/100 | 100 pz.   |
| LLG09283154 | Combitips® advanced 0,2 mlbiopur, c/100 | 100 pz.   |



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09283155 | Combitips® advanced 0,5 mlbiopur, c/100 | 100 pz.   |
| LLG09283156 | Combitips® advanced 1,0 mlbiopur, c/100 | 100 pz.   |
| LLG09283157 | Combitips® advanced 2,5 mlbiopur, c/100 | 100 pz.   |
| LLG09283158 | Combitips® advanced 5,0 mlbiopur, c/100 | 100 pz.   |
| LLG09283159 | Combitips® advanced 10,0 mlbiopur, /100 | 100 pz.   |
| LLG09283160 | Combitips® advanced 25,0 mlbiopur, /100 | 100 pz.   |
| LLG09283161 | Combitips® advanced 50,0 mlbiopur, /100 | 100 pz.   |
| LLG09283167 | Assortment pack Combitips® advanced(1 p | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

