

**Agitador magnético lumIX con función lumínica**

02-mag

**Agitador magnético lumIX con función lumínica**

Concepto de accionamiento por inducción magnética de 2mag ultraplano, 100% libre de mantenimiento y desgaste. Agitador magnético con 1 gran posición de agitación y una placa luminiscente, con un volumen de agitación de hasta 3000 ml, también adecuado para medios viscosos.

Función de agitación y función de iluminación conmutables por separado.

**Luz:** Placa de PMMA luminiscente brillante y sin calentamiento, LEDs blancos con brillo homogéneo e intensidad luminosa variable (4 escalones), iluminación no reflectante.

**Agitación:** 100% libre de mantenimiento y de desgaste gracias al concepto de accionamiento magnético inductivo 2mag para una mezcla potente de soluciones, un rango de velocidades extremadamente amplio de 100 rpm a 2000 rpm, agitación sin sacudidas incluso a bajas velocidades, ajustes de potencia en 4 pasos para una alta potencia con respecto a volúmenes de agitación grandes y viscosos y una potencia reducida para un funcionamiento continuo sin calentamiento.

Pantalla digital clara para los ajustes de luz, velocidad y potencia.

**Especificaciones**

**Volumen máx. de agitación (H<sub>2</sub>O): 3 l**

**Potencia del motor: 20 W**

**Posiciones de agitación: 1**

**Rango de velocidad: 100 ... 2000 min<sup>-1</sup>**

**Temperatura ambiente admisible: -10 ... 40 °C**

**Humedad admisible: 80 %**

**Pantalla: digital**

**Dimensiones (An x L x Alt): 188 x 238 x 44 mm**

**Peso: 3,6 kg**

**Grado de protección: IP 65**

**Fuente de alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG09645992	Single point stirrer luMIXwith light fu	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

