


**Gradillas para la colocación y secado de tubos, PP**

Heathrow Scientific

Gradillas para la colocación y secado de tubos, PP

Gradillas de polipropileno reforzadas con fibra de vidrio, esterilizables en autoclave, ideales para el trabajo en el laboratorio o el almacenamiento de tubos de ensayo. Permite visualizar fácilmente el contenido del tubo. No flota en baños de agua. EL usuario puede también girar los tubos así como las placas de electroforesis y cromatografía de arriba abajo y utilizarla como una gradilla de secado. Su diseño flexible es adecuado para tubos con un diámetro de 10mm a 13 mm y de 14 mm a 17mm. Incluye índice con relieve y agujeros de drenaje.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06243210 | Test tube rack Peg Rackfiberglass reinf | 1 pz. |
| LLG06243211 | Test tube rack Peg Rackfiberglass reinf | 1 pz. |
| LLG06243212 | Test tube rack Peg Rackfiberglass reinf | 1 pz. |
| LLG06243213 | Test tube rack Peg Rackfiberglass reinf | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

