

**Bidón con grifo de purga integrado, HDPE****Hünersdorff****Bidón con grifo de purga integrado, HDPE**

Bidón en un diseño estable fabricado a base de polietileno apto para alimentos (HDPE)

- Protección UV para toda la vida
- Especialmente adecuado para agua potable y alimentos
- Ahorra espacio y es apilable
- Pico integrado con rosca ancha
- Orificio de llenado de Ø 65 mm
- Con tapón roscado y rosca ancha de 22 mm



Code	Description	Packaging
LLG09002611	"Water canister ""PROFI"" 10 ltr.HDPE, n	1 pz.
LLG09002612	"Water canister ""PROFI"" 20 ltr.HDPE, n	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

