



## Jarras de medición, PP

### Jarras de medición, PP

Transparentes. Con un asa estable y fácilmente legibles, con graduaciones negras impresas por ambos lados. Por lo tanto, el volumen es igualmente visible para zurdos y diestros. Para preservar las marcas, no limpiar a temperaturas superiores a 60 °C.

-Apilables

-Producto inocuo para los alimentos según el reglamento (UE) N° 10/2011



Code	Description	Packaging
LLG09275738	Measuring jugs 250 ml, PP, stackablecom	1 pz.
LLG09275740	Measuring jugs 500 ml, PP, stackablecom	1 pz.
LLG09275742	Measuring jugs 1000 ml, PP, stackableco	1 pz.
LLG09275744	Measuring jugs 2000 ml, PP, stackableco	1 pz.
LLG09275746	Measuring jugs 3000 ml, PP, stackableco	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

