

**Bombas peristálticas, Reglo ICC**

Ismatec

**Bombas peristálticas, Reglo ICC****Bomba de control independiente de 4 canales**

- Aumento de la eficiencia
- Control de aplicaciones de bombas complejas con una sola bomba
- Controlado por ordenador o directamente a través del panel de control de la bomba
- Bombeo continuo y dosificación precisa
- Dirección de flujo bidireccional flexible en cada canal
- Autocebado
- Especialmente para líquidos viscosos o espumosos, también cuando contienen partículas o células vivas
- Bombeo libre de contaminación incluso en condiciones estériles

Caudal: 0,0001 a 43 ml/ min

Presión diferencial:

Tubos: máx. 1,0 bar (14,5 psi)

3 tapones 0,13 a 3,17 mm ID



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG04012977 | Tubing pump Reglo ICC 0,002 - 35 ml/m/1 | 1 pz.     |
| LLG06264156 | Tubing pump Reglo ICC 0,002 - 35 ml/m/1 | 1 pz.     |
| LLG06282379 | Tubing pump Reglo ICC 1-100rpm, 4 cha/1 | 1 pz.     |
| LLG06283719 | Tubing pump Reglo ICC 0.1-100rpm, 2 c/1 | 1 pz.     |
| LLG06287569 | Tubing pump Reglo ICC 6RLR, 2 channel/1 | 1 pz.     |
| LLG06287570 | Tubing pump Reglo ICC 6RLR, 3 channel/1 | 1 pz.     |
| LLG06287571 | Tubing pump Reglo ICC 6RLR, 4 channel/1 | 1 pz.     |
| LLG06287572 | Tubing pump Reglo ICC 3 channels, 12 /1 | 1 pz.     |
| LLG09828487 | Tubing pump Reglo ICC0,002 - 35 ml/min, | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

