

**Bombas peristálticas, Reglo ICC**

Ismatec

Bombas peristálticas, Reglo ICC**Bomba de control independiente de 4 canales**

- Aumento de la eficiencia
- Control de aplicaciones de bombas complejas con una sola bomba
- Controlado por ordenador o directamente a través del panel de control de la bomba
- Bombeo continuo y dosificación precisa
- Dirección de flujo bidireccional flexible en cada canal
- Autocebado
- Especialmente para líquidos viscosos o espumosos, también cuando contienen partículas o células vivas
- Bombeo libre de contaminación incluso en condiciones estériles

Caudal: 0,0001 a 43 ml/ min

Presión diferencial:

Tubos: máx. 1,0 bar (14,5 psi)

3 tapones 0,13 a 3,17 mm ID



Code	Description	Packaging
LLG04012977	Tubing pump Reglo ICC 0,002 - 35 ml/m/1	1 pz.
LLG06264156	Tubing pump Reglo ICC 0,002 - 35 ml/m/1	1 pz.
LLG06282379	Tubing pump Reglo ICC 1-100rpm, 4 cha/1	1 pz.
LLG06283719	Tubing pump Reglo ICC 0.1-100rpm, 2 c/1	1 pz.
LLG06287569	Tubing pump Reglo ICC 6RLR, 2 channel/1	1 pz.
LLG06287570	Tubing pump Reglo ICC 6RLR, 3 channel/1	1 pz.
LLG06287571	Tubing pump Reglo ICC 6RLR, 4 channel/1	1 pz.
LLG06287572	Tubing pump Reglo ICC 3 channels, 12 /1	1 pz.
LLG09828487	Tubing pump Reglo ICC0,002 - 35 ml/min,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

