

**Hornos Universales UN y UF****Memmert****Hornos Universales UN y UF**

El genio polifacético de las estufas de calefacción cubre una multitud de aplicaciones, idealmente a temperaturas superiores a los +50 °C. El aire fresco se precalienta en la cámara de precalentamiento para evitar las fluctuaciones de temperatura.

**SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT con una pantalla a color**

Puede encontrar una descripción detallada del modelo "SingleDISPLAY" en [www.memmert.com](http://www.memmert.com)



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06266314 | Universal cabinet UF1060 +20...+300°C,  | 1 pz.     |
| LLG09869681 | Universal cabinet UN 30+20...+300°C, 32 | 1 pz.     |
| LLG09869682 | Universal cabinet UN55+20...+300°C, 53  | 1 pz.     |
| LLG09869683 | Universal cabinet UN75+20...+300°C, 74  | 1 pz.     |
| LLG09869684 | Universal cabinet UN110+20...+300°C, 10 | 1 pz.     |
| LLG09869685 | Universal cabinet UN160+20...+300°C, 16 | 1 pz.     |
| LLG09869686 | Universal cabinet UN260+20...+300°C, 25 | 1 pz.     |
| LLG09869687 | Universal cabinet UN450+20...+300°C, 44 | 1 pz.     |
| LLG09869688 | Universal cabinet UN750+20...+300°C, 74 | 1 pz.     |
| LLG09869697 | Universal cabinet UF30+20...+300°C, 32  | 1 pz.     |
| LLG09869698 | Universal cabinet UF55+20...+300°C, 53  | 1 pz.     |
| LLG09869699 | Universal cabinet UF75+20...+300°C, 74  | 1 pz.     |
| LLG09869700 | Universal cabinet UF110+20...+300°C, 10 | 1 pz.     |
| LLG09869701 | Universal cabinet UF160+20...+300°C, 16 | 1 pz.     |
| LLG09869702 | Universal cabinet UF260+20...+300°C, 25 | 1 pz.     |
| LLG09869703 | Universal cabinet UF450+20...+300°C, 44 | 1 pz.     |
| LLG09869704 | Universal cabinet UF750+20...+300°C, 74 | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

