

**Hornos Universales UN y UF****Memmert****Hornos Universales UN y UF**

El genio polifacético de las estufas de calefacción cubre una multitud de aplicaciones, idealmente a temperaturas superiores a los +50 °C. El aire fresco se precalienta en la cámara de precalentamiento para evitar las fluctuaciones de temperatura.

**SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT con una pantalla a color**

Puede encontrar una descripción detallada del modelo "SingleDISPLAY" en [www.memmert.com](http://www.memmert.com)



Code	Description	Packaging
LLG06266314	Universal cabinet UF1060 +20...+300°C,	1 pz.
LLG09869681	Universal cabinet UN 30+20...+300°C, 32	1 pz.
LLG09869682	Universal cabinet UN55+20...+300°C, 53	1 pz.
LLG09869683	Universal cabinet UN75+20...+300°C, 74	1 pz.
LLG09869684	Universal cabinet UN110+20...+300°C, 10	1 pz.
LLG09869685	Universal cabinet UN160+20...+300°C, 16	1 pz.
LLG09869686	Universal cabinet UN260+20...+300°C, 25	1 pz.
LLG09869687	Universal cabinet UN450+20...+300°C, 44	1 pz.
LLG09869688	Universal cabinet UN750+20...+300°C, 74	1 pz.
LLG09869697	Universal cabinet UF30+20...+300°C, 32	1 pz.
LLG09869698	Universal cabinet UF55+20...+300°C, 53	1 pz.
LLG09869699	Universal cabinet UF75+20...+300°C, 74	1 pz.
LLG09869700	Universal cabinet UF110+20...+300°C, 10	1 pz.
LLG09869701	Universal cabinet UF160+20...+300°C, 16	1 pz.
LLG09869702	Universal cabinet UF260+20...+300°C, 25	1 pz.
LLG09869703	Universal cabinet UF450+20...+300°C, 44	1 pz.
LLG09869704	Universal cabinet UF750+20...+300°C, 74	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

