



## Incubadoras IN e IF

Memmert

**Incubadoras IN e IF**

Incubadoras para la investigación, la medicina, los productos farmacéuticos y la tecnología alimentaria. Las cargas de las cámaras orgánicas requieren un calentamiento suave. Por esta razón, el sistema de calefacción y control está especialmente optimizado para bajas temperaturas de hasta +80 °C. Para evitar los excesos de temperatura, la temperatura se aumenta dentro de un rango de control muy estrecho y se mantiene exactamente en el valor de consigna.

-Con calefacción de superficie completa

-El aire fresco está precalentado

-Con una puerta de cristal interior

**SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT con una pantalla a color**

Puede encontrar una descripción detallada del modelo "SingleDISPLAY" en [www.memmert.com](http://www.memmert.com)



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09537961 | Incubator IN30+20...+80°C, 32 Ltr.,natu | 1 pz.     |
| LLG09537962 | Incubator IN55+20...+80°C, 53 ltr.,natu | 1 pz.     |
| LLG09537963 | Incubator IN75+20...+80°C, 74 Ltr.,natu | 1 pz.     |
| LLG09537964 | Incubator IN110+20...+80°C, 108 ltr.,na | 1 pz.     |
| LLG09537965 | Incubator IN160+20...+80°C, 161 Ltr.,na | 1 pz.     |
| LLG09537966 | Incubator IN260+20...+80°C, 256 Ltr.,na | 1 pz.     |
| LLG09537967 | Incubator IN450+20...+80°C, 449 ltr.,na | 1 pz.     |
| LLG09537968 | Incubator IN750+20...+80°C, 749 ltr.,na | 1 pz.     |
| LLG09537977 | Incubator IF30+20...+80°C, 32 ltr.,labo | 1 pz.     |
| LLG09537978 | Incubator IF55+20...+80°C, 53 ltr.,labo | 1 pz.     |
| LLG09537979 | Incubator IF75+20...+80°C, 74 ltr.,labo | 1 pz.     |
| LLG09537980 | Incubator IF110+20...+80°C, 108 ltr.,la | 1 pz.     |
| LLG09537981 | Incubator IF160+20...+80°C, 161 ltr.,la | 1 pz.     |
| LLG09537982 | Incubator IF260+20...+80°C, 256 ltr.,la | 1 pz.     |
| LLG09537983 | Incubator IF450+20...+80°C, 449 ltr.,la | 1 pz.     |
| LLG09537984 | Incubator IF750+20...+80°C, 749 ltr.,la | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

