



Incubadoras IN e IF

Memmert

Incubadoras IN e IF

Incubadoras para la investigación, la medicina, los productos farmacéuticos y la tecnología alimentaria. Las cargas de las cámaras orgánicas requieren un calentamiento suave. Por esta razón, el sistema de calefacción y control está especialmente optimizado para bajas temperaturas de hasta +80 °C. Para evitar los excesos de temperatura, la temperatura se aumenta dentro de un rango de control muy estrecho y se mantiene exactamente en el valor de consigna.

-Con calefacción de superficie completa

-El aire fresco está precalentado

-Con una puerta de cristal interior

SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT con una pantalla a color

Puede encontrar una descripción detallada del modelo "SingleDISPLAY" en www.memmert.com



Code	Description	Packaging
LLG09537961	Incubator IN30+20...+80°C, 32 Ltr.,natu	1 pz.
LLG09537962	Incubator IN55+20...+80°C, 53 ltr.,natu	1 pz.
LLG09537963	Incubator IN75+20...+80°C, 74 Ltr.,natu	1 pz.
LLG09537964	Incubator IN110+20...+80°C, 108 ltr.,na	1 pz.
LLG09537965	Incubator IN160+20...+80°C, 161 Ltr.,na	1 pz.
LLG09537966	Incubator IN260+20...+80°C, 256 Ltr.,na	1 pz.
LLG09537967	Incubator IN450+20...+80°C, 449 ltr.,na	1 pz.
LLG09537968	Incubator IN750+20...+80°C, 749 ltr.,na	1 pz.
LLG09537977	Incubator IF30+20...+80°C, 32 ltr.,labo	1 pz.
LLG09537978	Incubator IF55+20...+80°C, 53 ltr.,labo	1 pz.
LLG09537979	Incubator IF75+20...+80°C, 74 ltr.,labo	1 pz.
LLG09537980	Incubator IF110+20...+80°C, 108 ltr.,la	1 pz.
LLG09537981	Incubator IF160+20...+80°C, 161 ltr.,la	1 pz.
LLG09537982	Incubator IF260+20...+80°C, 256 ltr.,la	1 pz.
LLG09537983	Incubator IF450+20...+80°C, 449 ltr.,la	1 pz.
LLG09537984	Incubator IF750+20...+80°C, 749 ltr.,la	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

