

**Incubadoras refrigeradas por Peltier IPP****Memmert****Incubadoras refrigeradas por Peltier IPP**

Calefacción y refrigeración sin problemas con un solo sistema gracias a la tecnología Peltier. En este sentido, las incubadoras refrigeradas IPP no sólo contribuyen a la protección del clima, sino que también logran una disminución adicional de los costes de funcionamiento de hasta el 90% en comparación con la tecnología de compresores.

-Extremadamente silenciosas, sin vibraciones y ahorrando espacio, ya que no se requiere ningún compresor

-No hay condensación en la cámara interior: debido al sistema de refrigeración cerrado de Peltier no hay intercambio de aire exterior

-Módulo de luz LED para los tamaños 110 a 750 (como opción): luz LED regulable en tres temperaturas de color alternativas (luz blanca fría, luz blanca cálida o luz blanca fría y blanca cálida, regulable en pasos de 1 %)

**SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT con una pantalla a color**

Puede encontrar una descripción detallada del modelo "SingleDISPLAY" en [www.memmert.com](http://www.memmert.com)



Code	Description	Packaging
LLG09538001	Cooling incubator IPP300...+70°C, 32 lt	1 pz.
LLG09538002	Cooling incubator IPP550...+70°C, 53 lt	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

