



Bidón de seguridad con tiras visuales, HDPE, conductor electrostático, con aprobación de la ONU

SCAT Europe GmbH

Bidón de seguridad con tiras visuales, HDPE, conductor electrostático, con aprobación de la ONU

Recipiente conductor electrostático para una recogida y transporte seguros de disolventes inflamables y residuos de disolventes. Hecho de HDPE conductor electrostático para evitar riesgos de ignición. La tira de visión permite un control permanente del nivel de disolvente. También disponible como set con embudo de seguridad.

-Peso: 450 g

-Con la aprobación de la ONU

Nota: El contenedor 6.251 593 debe ser puesto a tierra con un cable de tierra adecuado (6.254 171, pedir por separado).



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06251593 | Waste can S 90, 10 L(PE-HD), conductive | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

