

**Bomba Mini para disolventes****Bürkle****Bomba Mini para disolventes**

La descarga de cierre automático (con función de parada automática) de la bomba de disolvente Mini asegura un llenado absolutamente preciso sin goteo alguno. La dosificación es incluso fácil en recipientes muy pequeños como tubos de ensayo, que no presentan problemas. Opcionalmente, se puede fijar una manguera en la boca de descarga ( $\varnothing$  interno 6 mm), lo que permite llenar el recipiente desde una distancia mayor.

La mini bomba para disolventes es especialmente compacta y muy bien equilibrada, lo que permite llenar sin volcar, incluso desde recipientes muy pequeños.

Gracias a su diseño robusto y a los materiales de alta calidad, la bomba para disolventes Mini garantiza un llenado limpio y fiable durante toda su larga vida útil, de forma fácil y cómoda.

- Ideal para recipientes de 1-5 l
- Rosca de conexión GL 45
- Partes en contacto con el medio hechas de PTFE y acero inoxidable (1.4301, 1.4404)
- Manguera de PTFE (6 x 8 mm) 0,4 m
- Incluyendo el cable de tierra de 2 m
- Adaptadores disponibles como accesorios para S 40, GL 38 y GL 32



Code	Description	Packaging
LLG09001351	Pompe à solvant Mini, Pompe à solvant M	1 pezzo
LLG09001352	Pompe à solvant Mini, Adaptateur, PTFE	1 pezzo
LLG09001353	Pompe à solvant Mini, Adaptateur, ETFE	1 pezzo
LLG09001354	Pompe à solvant Mini, Adaptateur, ETFE	1 pezzo



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

