

**Depósitos de reserva para un sistema de agua pura Barnstead™ Pacific™ TII/RO**

Para un almacenamiento seguro y cómodo de agua pura

- para el montaje opcional sobre la mesa o en la pared ahorrando espacio
- resistente al agua más pura, impermeable a la luz y apto para alimentos
- gran abertura para una limpieza fácil y eficaz
- regulación totalmente automatizada del nivel con datos sobre el volumen del depósito en % en el monitor Pacific
- base cónica para un vaciado completo y una desinfección eficaz
- grifo de agua pura con 24 cm de espacio libre para una extracción cómoda del agua
- posibilidad de conexión para la bomba de vacío y la máquina de lavado
- con bomba de recirculación que se añade como protección de gérmenes en estado de reposo
- opcional con filtro de ventilación estéril, rebosadero estéril y adsorbedor de CO₂



Code	Description	Packaging
LLG09535928	Clear water tank 30 Ltr.with pressure-/	1 pz.
LLG09535929	Clear water tank 30 Ltr.	1 pz.
LLG09535932	Clear water tank 60 ltr.with pressure-/	1 pz.
LLG09535933	Clear water tank 60 Ltr.	1 pz.
LLG09535936	Clear water tank 100 ltr.with pressure-	1 pz.
LLG09535937	Claer water tank 100 ltr.	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

