

**Tubos de RMN de 3 y 5 mm de vidrio de borosilicato 3.3, estándar****Hilgenberg****Tubos de RMN de 3 y 5 mm de vidrio de borosilicato 3.3, estándar**

Los tubos de RMN se fabrican con alta precisión. Son adecuados para mediciones de rutina, mediciones de alto rendimiento o sistemas de RMN con automuestreador a frecuencias de medición de hasta 600 MHz. Los tubos están fabricados con vidrio de borosilicato 3.3, que cumple con las normas USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A. Pedir los tapones de cierre por separado.



Code	Description	Packaging
LLG06281792	Standard NMR tubes 3mm OD 2.95±0.03m/50	50 pz.
LLG06281793	Standard NMR tubes 3mm OD 2.95±0.03m/50	50 pz.
LLG09400310	"Standard NMR tubes 5mm""Economy"" qua/1	100 pz.
LLG09400311	"Standard NMR tubes 5mm""Economy"" qua/1	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

