

**Tapones de cierre para tubos de RMN y RPE de 3 y 5 mm****Hilgenberg****Tapones de cierre para tubos de RMN y RPE de 3 y 5 mm**

Los tapones de cierre están hechos de plástico elástico y están disponibles en dos tamaños para tubos de RMN de 3 mm y 5 mm, así como tubos RPE con este respectivo tamaño. Disponibles en diferentes colores.



Code	Description	Packaging
LLG06282148	Closing caps red, for NMR tubes 3mm /50	50 pz.
LLG06282149	Closing caps green for NMR tubes 3mm/50	50 pz.
LLG06282150	Closing caps yellow for NMR tubes 3m/50	50 pz.
LLG06282151	Closing caps blue for NMR tubes 3mm /50	50 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

