

**Tubos RMN, 5 mm, DURAN[®], tres clases de precisión****DURAN Group****Tubos RMN, 5 mm, DURAN[®], tres clases de precisión**

Los tubos RMN se comercializan siguiendo los requisitos en tres tipos de precisión. Según el campo magnético se puede elegir el tubo oportuno. Los tubos se caracterizan por tolerancias estrechas y máxima precisión. Esto hace referencia especialmente a la rectitud, grosor de pared y distribución de grosores de pared. De este modo se obtienen unos resultados rápidos y exactos de las pruebas.

Tipo Económico:

- El desechable para uso económico en dispensadores de muestras totalmente automáticos o cuando se trata de grandes producciones.
- Aplicable hasta 300 MHz

Tipo Profesional:

- Para uso profesional en la industria y la investigación en el área de media y alta resolución de la espectroscopia de RMN.
- Aplicable hasta 400 MHz

Tipo Científico:

- Para uso científico con muestras de alto valor y explotación óptima de la sustancia en el rango de mayor resolución de la espectroscopia de RMN.
- Aplicable hasta 500 MHz



Pedir los tapones de cierre por separado.



Code	Description	Packaging
LLG07083595	NMR-Tube # 231700211	1 pz
LLG07083596	R.M.N tubes, ECONOMIC178x4.97+0.05 mm,w	1 pz
LLG07084720	R.M.N tubes, SCIENTIFIC178x4.97+/-0.013	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

