

**Termómetro de infrarrojos TFI 260 / TFI54**

ebro

Termómetro de infrarrojos TFI 260 / TFI54

Medición sin contacto de la temperatura superficial con infrarrojos. Ideal para mediciones rápidas y seguras de piezas y alimentos en movimiento o energizados. Con baterías y certificado de calibración de fábrica.

Especificaciones

Rango de medición: -60°C hasta +550°C

Precisión: 2 °C o 2 % (de 0 °C a +550 °C), el valor mayor

Resolución: 0,1°C

Distancia: ratio de puntos: 12:1

Temperatura de trabajo: 0°C a +50°C

Tiempo de respuesta: 1 seg.

Factor de emisividad: 0,95 fijo (0,1 a 1,0 posible)

Dimensiones (L x An x Alt): 153 x 115 x 48 mm (TFI 260)

144 x 117 x 43 mm (TFI 54)

Peso (con baterías): 177 g (TFI 260), 180 g (TFI 54)

Fuente de alimentación: 2 x 1,5 V AAA, reemplazables

Grado de protección: IP 20 (TFI 260), IP 54 (TFI 54)



Code	Description	Packaging
LLG06272762	nfrared thermometer TFI-260, -60 +550	1 PZ
LLG09908032	Infrared thermometer TFI 54splash water	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

