

**Termómetro de bolsillo digital Thermojack / Thermojack PRO**

Dostmann electronic

**Termómetro de bolsillo digital Thermojack / Thermojack PRO**

Termómetro de bolsillo plegable, estanco. Ideal para medir la temperatura de los alimentos (conforme a EN13485), líquidos, etc..ThermoJack PRO con certificado de calibración.



Code	Description	Packaging
LLG09851997	Dig.infeed thermometer ThermoJackprobe	1 pz.
LLG09851999	Dig.infeed thermometer ThermoJack PROpr	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

