

**Termómetro de bolsillo digital Thermojack / Thermojack PRO**

Dostmann electronic

Termómetro de bolsillo digital Thermojack / Thermojack PRO

Termómetro de bolsillo plegable, estanco. Ideal para medir la temperatura de los alimentos (conforme a EN13485), líquidos, etc..ThermoJack PRO con certificado de calibración.



Code	Description	Packaging
LLG09851997	Dig.infeed thermometer ThermoJackprobe	1 pz.
LLG09851999	Dig.infeed thermometer ThermoJack PROpr	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

