

**Termómetro de bolsillo digital Thermojack / Thermojack PRO****Dostmann electronic****Termómetro de bolsillo digital Thermojack / Thermojack PRO**

Termómetro de bolsillo plegable, estanco. Ideal para medir la temperatura de los alimentos (conforme a EN13485), líquidos, etc..ThermoJack PRO con certificado de calibración.



Code	Description	Packaging
LLG09851997	Dig.infeed thermometer ThermoJackprobe	1 pz.
LLG09851999	Dig.infeed thermometer ThermoJack PROpr	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

