

**Termómetro de infrarrojos Slim Flash**

Dostmann electronic

**Termómetro de infrarrojos Slim Flash**

Para la medición sin contacto de temperaturas superficiales. Tiempo de reacción 1 segundo, margen de medición: -33 hasta 199°C, exactitud  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  o bien 2% incluye célula de botón CR2032



Code	Description	Packaging
LLG09851998	Infrared thermometer Slim Flash-33...+1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

