

**Cubetas estándar para DQO, 16 mm****AQUALYTIC****Cubetas estándar para DQO, 16 mm**

Debido a las propiedades químicas adecuadas para varios fotómetros (p. ej. Lovibond®, Hach®) con un diámetro de tubo de 16 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09950533	CSB/COD vario tube test, 438 nm0-150/25	25 pz
LLG09950534	CSB/COD vario tube test, 610 nm0-150/25	25 pz
LLG09950535	CSB/COD vario tube test, 610 nm0-150/25	25 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

