

**Agitadores magnéticos cuvetteMIXdrive 1 para mini volúmenes**

**El agitador más pequeño del mundo.** 100 % libre de mantenimiento y de desgaste, concepto de accionamiento por inducción magnética 2mag, carcasa de acero inoxidable completamente encapsulada y sellada herméticamente, IP 68, resistente al agua, al polvo y a los gérmenes. Construcción y rendimiento extremadamente robustos, fácil de limpiar.

**Pedir la unidad de control por separado.**

**Especificaciones**

**Volumen de agitación máx. (H<sub>2</sub>O): 0,025 l**


**Posiciones de agitación: 1**

**Temperatura de trabajo permitida: -10 & 50 °C, 50 °C bajo el agua**

**Humedad permitida: 50 %**

**Dimensiones (An x L x Alt): 13 x 13 x 6 mm**

**Código IP: IP 68**



Code	Description	Packaging
LLG09645987	Magnetic stirr system cuvetteMIXdrive 1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

