

**Agitadores magnéticos cuvetteMIXdrive 1 para mini volúmenes**

El agitador más pequeño del mundo. 100 % libre de mantenimiento y de desgaste, concepto de accionamiento por inducción magnética 2mag, carcasa de acero inoxidable completamente encapsulada y sellada herméticamente, IP 68, resistente al agua, al polvo y a los gérmenes. Construcción y rendimiento extremadamente robustos, fácil de limpiar.

Pedir la unidad de control por separado.

Especificaciones

Volumen de agitación máx. (H₂O): 0,025 l


Posiciones de agitación: 1

Temperatura de trabajo permitida: -10 & 50 °C, 50 °C bajo el agua

Humedad permitida: 50 %

Dimensiones (An x L x Alt): 13 x 13 x 6 mm

Código IP: IP 68



Code	Description	Packaging
LLG09645987	Magnetic stirr system cuvetteMIXdrive 1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

