

**Mechero Teclu, Ms-Ni****Bochem****Mechero Teclu, Ms-Ni**

Latón recubierto de níquel y acero. DIN 30665, max. 1.300°C, con válvula de aguja, regulador de aire y llama piloto. Un revestimiento de goma antideslizante bajo la base garantiza la estabilidad.



Code	Description	Packaging
LLG09018377	Teclu burner, natural gaswith needle va	1 pz.
LLG09018378	Teclu burner, propanewith needle valve	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

