

**Bomba peristáltica LLG-uniPERISTALTICPUMP 1**

LLG Labware

**Bomba peristáltica LLG-uniPERISTALTICPUMP 1**

**La bomba peristáltica extra compacta.** Ideal para aplicaciones de dosificación continua. Ahorra espacio, es robusta y dispone de una amplia gama de cabezales de bomba fácilmente intercambiables.

-Caudales estables

**-Diseño compacto**

-Dirección de trabajo reversible

-Cabezales de bomba fácilmente intercambiables

-Varios cabezales de bomba con diferentes diámetros de manguera disponibles como accesorio

-Bajo consumo de energía

-Carcasa de ABS resistente a la corrosión

-Pantalla OLED para la indicación de la velocidad y la dirección de trabajo

**Material de suministro:** Bomba, cabezal de bomba, conectores de manguera Pharmed® 3 mm ID, 5 mm AD

**Especificaciones**

**Rango de velocidad:**

**Precisión de la velocidad:** 0,1 ... 150 rpm

±0,1 rpm

**Rango de caudal:** 0,004 ... 63,69 ml/min

**Peso:**

**Dimensiones (An x L x Alt):** 0,8 kg

180 x 115 x 125 mm

**Grado de protección:**

**Rango de temperatura de trabajo:**

**Humedad máxima:** IP 31

0 ... 40 °C

80 %

**Potencia nominal:**

**Fuente de alimentación:**

**Garantía:** 10 W

100 ... 240 V, 50/60 Hz

3 años



Code	Description	Packaging
LLG06263540	LLG-uniPERIPUMP 1 Peristaltic Pump, with	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

