

**Bomba peristáltica LLG-uniPERISTALTICPUMP 1****LLG Labware****Bomba peristáltica LLG-uniPERISTALTICPUMP 1**

**La bomba peristáltica extra compacta.** Ideal para aplicaciones de dosificación continua. Ahorra espacio, es robusta y dispone de una amplia gama de cabezales de bomba fácilmente intercambiables.

- Caudales estables
- Diseño compacto**
- Dirección de trabajo reversible
- Cabezales de bomba fácilmente intercambiables
- Varios cabezales de bomba con diferentes diámetros de manguera disponibles como accesorio
- Bajo consumo de energía
- Carcasa de ABS resistente a la corrosión
- Pantalla OLED para la indicación de la velocidad y la dirección de trabajo

**Material de suministro:** Bomba, cabezal de bomba, conectores de manguera Pharmed® 3 mm ID, 5 mm AD

**Especificaciones****Rango de velocidad:****Precisión de la velocidad:** 0,1 ... 150 rpm

±0,1 rpm

**Rango de caudal:** 0,004 ... 63,69 ml/min**Peso:****Dimensiones (An x L x Alt):** 0,8 kg

180 x 115 x 125 mm

**Grado de protección:****Rango de temperatura de trabajo:**

Humedad máxima: IP 31

0 ... 40 °C

80 %

**Potencia nominal:****Fuente de alimentación:****Garantía:** 10 W

100 ... 240 V, 50/60 Hz

3 años



Code	Description	Packaging
LLG06263540	LLG-uniPERIPUMP 1 Peristaltic Pump, with	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

