

**Hornos de combustión serie LV 3/11-LVT 15/11****Nabertherm****Hornos de combustión serie LV 3/11-LVT 15/11**

Los modelos LV 3/11 - LVT 15/11 están especialmente diseñados para la incineración en el laboratorio. Un sistema especial de entrada y salida de aire permite el intercambio de aire más de 6 veces por minuto. El aire entrante es precalentado para asegurar una buena uniformidad de temperatura.

- T_{máx} 1100°C
- Calentamiento por dos lados
- Placas calefactoras de cerámica con elemento calefactor integrado, protegido contra humos y salpicaduras, y fácil de sustituir
- Aislamiento sólo con materiales no cancerígenos según TRGS 905, clase 1 o 2
- Carcasa de chapas de acero inoxidable texturizado
- Carcasa de doble carcasa para bajas temperaturas externas y estabilidad
- Puerta abatible (LV) opcional que se puede utilizar como plataforma de trabajo o puerta de elevación (LVT) con la superficie caliente orientada hacia el lado opuesto del operador
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento silencioso
- Cambio de aire de más de 6 veces por minuto
- Buena uniformidad de temperatura gracias al precalentamiento del aire entrante
- Conector 220-240 V 1/N/PE 50/60 Hz de serie

**Opcional:**

- Limitador de sobret temperatura con temperatura de desconexión regulable para la clase de protección térmica 2 según EN 60519-2 como limitador de temperatura para proteger el horno y la carga
- Agujero de observación en la puerta del horno
- Control de procesos y documentación a través del paquete de software VCD para la supervisión, documentación y control



Code	Description	Packaging
LLG06204399	Ashing/Burn off furnaces LV 9/11/B180 9L	1 pz.
LLG06228436	Ashing furnace LV 5/11/B180with control	1 pz.
LLG06232352	Ashing furnaces LVT 9/11/B180with lift	1 pz.
LLG06233889	Ashing furnace LV 5/11/P330with control	1 pz.
LLG06235610	Ashing furnaces LVT 15/11/P330with cont	1 pz.
LLG06235611	Ashing furnaces LVT 15/11/B180with cont	1 pz.
LLG06239505	Ashing furnace LV 3/11/B180with control	1 pz.
LLG06255458	Ashing furnace LVT 9/11/P330with flap d	1 pz.
LLG06256163	Ashing furnace LVT 5/11/P330with contro	1 pz.
LLG09764575	Ashing furnace LV 3/11/P330with control	1 pz.
LLG09764576	Ashing furnace LV 9/11/P330with control	1 pz.
LLG09764577	Ashing furnace LV 15/11/P330with contro	1 pz.
LLG09764578	Ashing furnace LVT 3/11/B180with contro	1 pz.
LLG09764579	Ashing furnace LVT 3/11/P330with contro	1 pz.
LLG09764580	Ashing furnace LVT 5/11/B180with contro	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

