



Cajas criogénicas north® Flatpack, PP-Film

Cajas criogénicas north® Flatpack, PP-Film

Plástico reutilizable, económico y resistente a la humedad. Fabricadas en material de polipropileno. Cajas fáciles de ensamblar que se envían en paquetes planos, ahorrando espacio en el laboratorio. Más duraderas que las cajas de cartón, ya que no son susceptibles a la humedad. Reducen significativamente la posibilidad de formación de moho. Adecuadas para congelar y descongelar repetidamente. Divisores incluidos con las cajas. Permite almacenar las muestras hasta temperaturas de $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Code	Description	Packaging
LLG06284250	True North Flatpack Freezer Boxes PP/10	10 pz.
LLG06284251	True North Flatpack Freezer Boxes PP/10	10 pz.
LLG06284252	True North Flatpack Freezer Boxes PP/10	10 pz.
LLG06284253	True North Flatpack Freezer Boxes PP/10	10 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

